

克罗诺杆菌 生化鉴定试剂盒使用说明书

- 使用前请仔细阅读本说明书 •

【产品名称】

通用名称: EasyID克罗诺杆菌生化鉴定试剂盒

英文名称: EasyID Biochemical Identification Kit for *Cronobacter*

【包装规格】 10测试/盒

【产品编号】 HKI004

【产品简介】

本试剂盒基于一歩加样技术,用于克罗诺杆菌的生化鉴定(GB 4789.40)。

【产品组分】

主要组分: EasyID克罗诺杆菌生化鉴定条10条、发酵添加剂**10**瓶。

其它组分: 悬浮培养基10瓶、麦氏比浊管1瓶、无菌液体石蜡1瓶、氧化酶试剂1瓶、记录表1册、产品说明书1份。

【储存条件与保质期】

2~8℃保存,有效期见试剂盒外标签。

【使用指南】

- 1 取鉴定条及悬浮培养基,使用前平衡至室温;
- 2 从TSA平板上直接挑取可疑单菌落接种于悬浮培养基中,制成0.5麦氏浊度的均一菌悬液;取一小块洁净滤纸(需使用者自备),滴加1滴氧化酶试剂,以刚刚浸湿为宜,用无菌玻棒或塑料接种环挑取同一可疑单菌落并涂于纸片上,30秒内观察滤纸片颜色。


旋紧氧化酶试剂瓶盖放回包装盒并置于2~8℃保存；

3 打开发酵添加剂；撕开铝箔袋，取出鉴定条及底座，观察是否异常（如破损请勿使用），并在合适位置做好标记；

4 从底座上取下鉴定条，并从鉴定条右侧向左掀开贴膜，用微量移液器小心注入2 mL菌悬液于分液槽中（避免使菌液提前流入反应孔），贴回贴膜，并依次抬起左右两侧数次，使菌液液面达同一高度，然后水平托起分液槽端，确保菌液流入各反应孔中，贴紧薄膜并放回底座（或可每孔加入150μL菌悬液）。再次从右侧掀开贴膜，向第4、5号孔中准确添加30 μL发酵添加剂，再分别向第6、7、8、9号孔中各滴加3~4滴无菌液体石蜡，贴紧薄膜；

鉴定条横截面及操作示意图

从右侧掀开贴膜，加入菌液，贴回贴膜，依次抬高左右两端数次使菌液面达同一高度



水平抬起分液槽后，菌液分别流入各反应孔，液面高度基本一致



扫码看操作视频

5 将接种的鉴定条和反应管置于36℃±1℃培养18~24 h；培养完毕，按表3并对照比色卡读取各孔颜色，并记录结果；

6 综合菌落形态和GB 4789.40克罗诺杆菌生化试验反应结果(见表2)进行判读。

【注意事项】

1 需要使用者自备的用品：微量移液器、无菌吸头、生化培养箱；

- 2 所含悬浮培养基为本试剂盒专用，不可替换或用于其他试验；
- 3 向分液槽中加入菌液后，尽量分散均匀；极个别情况有反应孔分液量接近于100 μL ，但不影响反应结果；
- 4 反应名称加上划线表示接种后培养前需添加配套试剂，反应名称加下划线表示培养结束后添加配套试剂；
- 5 为避免污染，务必在超净工作台或生物安全柜中进行接种和添加配套试剂，培养前务必贴紧贴膜；所有未用完的配套试剂均应旋紧瓶盖放回包装盒并置于2~8 $^{\circ}\text{C}$ 下保存；
- 6 如果鉴定条已过期，或铝箔袋破损，请勿使用；
- 7 本说明书需重复使用，请妥善保管。

【废物处理】

带菌的鉴定条、吸头和悬浮培养基等试验材料应置121 $^{\circ}\text{C}$ 下湿热灭菌30 min之后，按相应的处理方式处理。

【执行标准】

BHK/QW-SJZ-ZD-024-2021 Easy ID 生化鉴定试剂盒

【参考文献】

GB 4789.40 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验

【生产企业】

企业名称: 广东环凯生物科技有限公司

生产地址: 肇庆高新技术产业开发区科技大街中13号

销售热线: 0758-3680999-8001

技术热线: 0758-3680999-8018

邮政编码: 526238

企业网址: <https://www.bhkbio.com>

【说明书版本】 2025年04月01日

【质量控制】

将鉴定条、反应管接种质控菌株于36℃±1℃下培养18-24 h(氧化酶除外)，结果如表1:

表1 质量控制

序号	反应名称	阪崎肠杆菌 ATCC29544	大肠埃希氏菌 ATCC8739	福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572
1	柠檬酸盐	+	-	-
2	山梨醇	-	+	-
3	蔗糖	+	-	-
4	蜜二糖	+	+	-
5	鼠李糖	+	+	-
6	赖氨酸	-	+	-
7	鸟氨酸	+	-	-
8	精氨酸	+	-	-
9	氨基酸对照	黄色	黄色	黄色
10	氧化酶	-	-	-
注: +阳性, -阴性。				

表2 GB 4789.40 克罗诺杆菌的主要生化特征

生化试验	特征
氧化酶	-
L-赖氨酸脱羧酶	-
L-鸟氨酸脱羧酶	(+)
L-精氨酸双水解酶	+
柠檬酸水解	(+)
发酵	D-山梨醇
	L-鼠李糖
	D-蔗糖
	D-蜜二糖
注：+：>99%阳性；-：>99%阴性；（+）：90%~99%阳性；（-）：90%~99%阴性。	

表3 各项反应判定规则

序号	反应名称	结果判断		培养时间(h)	备注
		阳性特征	阴性特征		
1	柠檬酸盐	蓝色	淡绿色或绿色	18-24	必要时延长培养至48h
2	山梨醇	黄色或橙黄色	红色或橙红色		
3	蔗糖				
4	蜜二糖				
5	鼠李糖				
6	赖氨酸	试验孔变为蓝色或深绿色, 同时对照孔为黄色或黄绿色	试验孔和对照孔均变为黄色或黄绿色		接种后, 准确添加30μL发酵添加剂
7	鸟氨酸				
8	精氨酸				
9	氨基酸对照				
10	氧化酶	蓝紫色	不变色	无	取小块洁净滤纸(需自备), 滴加1滴氧化酶试剂, 用无菌玻棒或塑料接种环挑取同一可疑单菌落并涂于纸片上, 30秒内观察滤纸片颜色并记录

注: 反应名称加上划线表示接种后培养前需添加配套试剂;

比色卡

反应序号	反应名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		柠檬酸盐	山梨醇	蔗糖	蜜二糖	鼠李糖	赖氨酸	鸟氨酸	精氨酸	氨基酸对照	氧化酶试验
	阳性结果(+)										
	阴性结果(-)										

注: 比色卡所印均为典型实例, 未列出的实例请按表3判定规则自行判定。