

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：改良麦康凯肉汤基础(CT - MAC 肉汤)

英文名称：CT-MacConkey Broth base

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
025108	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于大肠埃希氏菌 0157:H7/NM 的选择性增菌培养。

【检验原理】

蛋白胨提供氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；乳糖为可发酵的糖类；三号胆盐、结晶紫抑制革兰氏阳性菌，亚硝酸钾抑制非 0157 的大肠杆菌，头孢克肟抑制变形杆菌；中性红为 pH 指示剂。

【配方成分】

配方（每升）	含量
蛋白胨	20.0g
乳糖	10.0g
三号胆盐	1.5g
氯化钠	5.0g
中性红	0.03g
结晶紫	0.001g
最终 pH 7.2±0.2	

【使用方法】

称取本品 36.5g，加入蒸馏水或去离子水 1L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装三角瓶，121℃高压灭菌 15min。在冷却至 45℃左右的改良麦康凯肉汤中，每 100mL 基础培养基加入 1 支配套试剂 (SR0240) (含 0.25mg 亚硝酸钾和 0.005mg 头孢克肟)，分装试管。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，35～37℃，17h～19h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 0157:H7NCTC12900	在 CT-SMAC 上 > 20 cfu	菌落无色，中心灰褐色
	+大肠埃希氏菌 ATCC25922		
	+金黄色葡萄球菌 ATCC6538		
	+普通变形杆菌 CMCC(B)49027		
选择性	普通变形杆菌 CMCC (B) 49027	在 TSA _b 上 < 20 cfu	-
	大肠埃希氏菌 ATCC25922	在 TSA _b 上 < 200 cfu	-
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	在 TSA _b 上 < 200 cfu	-

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；贮存期三年。

【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。

3、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 23 日

【参考文献】

GB/T4789.36-2008 中华人民共和国国家标准 食品卫生微生物检验方法 大肠埃希氏菌 O157:H7/NM 检验