

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：0.1%蛋白胨水

英文名称：0.1% Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
C028025D1	袋装即用型成品液体	200mL/袋

【产品用途】

用于样品的稀释。

【检验原理】

蛋白胨提供氮源。

【配方成分】

配方 (每升)	含量
蛋白胨	1.0g
蒸馏水	1000mL
最终 pH	7.0±0.2

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【质量控制】

下面质控菌株接种后于 20-25°C 培养 45min，结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准	特征性反应
生长率	产气荚膜梭菌 ATCC13124	45min 前后菌落变化不超过±50%	—

【储存条件与保质期】

2-25°C，具体保质期见外包装。

【注意事项】

- 1、在洁净环境下进行无菌操作。
- 2、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“下载中心”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 4 日

【参考文献】

GB 4789.13-2012 中华人民共和国国家标准食品卫生微生物学检验 产气荚膜梭菌检验