

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: Bolton 肉汤

英文名称: Bolton Broth

【产品编号与包装规格】

| 产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
|--------|-----------|---------|
| CP0670 | 袋装即用型成品液体 | 225mL/袋 |

【产品用途】

用于空肠弯曲杆菌选择性增菌培养。

【检验原理】

乳白蛋白水解物、动物组织酶解物提供碳、氮源；酵母浸膏提供各种维生素；氯化钠维持均衡的渗透压；丙酮酸钠和偏亚硫酸氢钠能中和培养基的有毒物质，也能增强培养基的空气耐受力； α -酮戊二酸提供生长因子，促进空肠弯曲菌的生长；碳酸钠提供空肠弯曲菌最有利的酸碱环境；头孢派酮和多粘菌素 B 抑制革兰氏阴性菌；万古霉素和三甲氧苄胺嘧啶抑制革兰氏阳性菌；两性霉素 B 抑制酵母和真菌的生长。

【配方成分】

| 配方 (每升) | 含量 |
|----------------|---------------|
| 动物组织酶解物 | 10.0g |
| 乳蛋白水解物 | 5.0g |
| 酵母浸粉 | 5.0g |
| 氯化钠 | 5.0g |
| 丙酮酸钠 | 0.5g |
| 偏亚硫酸氢钠 | 0.5g |
| 碳酸钠 | 0.6g |
| α -酮戊二酸 | 1.0g |
| 头孢派酮钠 | 20mg |
| 两性霉素 B | 10mg |
| 多粘菌素 B | 10mg |
| 万古霉素 | 20mg |
| 三甲氧苄胺嘧啶 | 20mg |
| 蒸馏水 | 1000mL |
| 脱纤维羊血 | 50mL |
| 最终 pH | 7.4 \pm 0.2 |

【使用方法】

拆包即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种后于 42 \pm 1 $^{\circ}$ C 微需氧培养 24-48h，观察结果如下表：

| 指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
|-----|-------------------|---------------------|-------|
| 生长率 | 空肠弯曲菌 ATCC33291 | 在改良 CCD 平板上 > 20cfu | 灰白色菌落 |
| | +金黄色葡萄球菌 ATCC6538 | | |
| | +大肠埃希氏菌 ATCC25922 | | |
| 选择性 | 酿酒酵母菌 ATCC9763 | 在沙氏葡萄糖琼脂上 < 200cfu | - |
| | 金黄色葡萄球菌 ATCC6538 | | - |
| | 大肠埃希氏菌 ATCC25922 | 在 TSA 上 < 200cfu | |

【储存条件与保质期】

2-8℃避光贮存，有效期见产品标签。

【注意事项】

- 1、在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。
- 2、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 14 日

【参考文献】

- 1、GB 4789.9-2014 中华人民共和国国家标准 食品卫生微生物学检验 空肠弯曲杆菌检验
- 2、美国 FDA Bacteriological Analytical Manual Chapter 7 Campylobacter