

# 产品说明书 Product Manual

# 【产品名称】

通用名称: 马铃薯葡萄糖水

英文名称: Potato Dextrose Broth

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
021053	干粉	250g/瓶

### 【产品用途】

用于椰毒假单胞酵米面亚种的检验。

#### 【检验原理】

马铃薯提供各种氮源,碳源,各种维生素;葡萄糖提供能源。

### 【配方成分】

配方 (每升)	含量
马铃薯	300.0g (从中提取浸出粉)
葡萄糖	20.0g

### 【使用方法】

称取本品 24.0g,加入蒸馏水或去离子水 1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌 15min,待冷后,备用。

# 【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35~37℃培养 48h, 观察结果如下表:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	椰毒伯克霍尔德氏菌 ATCC33664	接种 < 100 cfu于该培养基中,按规定温度时间培养后, PDA(椰毒专用)上	菌落灰白或乳白色,中心凸起, 呈草帽状,菌落周围有黄色素扩
		生长的菌落应 > 3×10³cfu	散到基质中

### 【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖; 贮存期三年。

#### 【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)

3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"下载中心"页面,输入产品批号下载。

# 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

#### 【说明版本】

2019年5月14日

### 【参考文献】

GB/T 4789.29-2003 食品卫生微生物学检验 椰毒假单胞菌酵米面亚种检验