

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: 甘露醇发酵培养基

英文名称: Mannitol Ferment Medium

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
024030	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于鉴别金黄色葡萄球菌发酵甘露醇试验。

【检验原理】

蛋白胨和牛肉膏粉提供碳氮源、维生素和生长因子; 氯化钠维持均衡的渗透压; 甘露醇检测细菌发酵糖类的特性; 溴麝香草酚蓝为 pH 指示剂, 酸性呈黄色, 碱性呈蓝色。

【配方成分】

1.10101701701		
配方 (每升)	含量	
蛋白胨	10.0 g	
氯化钠	5.0 g	
甘露醇	10.0 g	
牛肉膏粉	5.0 g	
溴麝香草酚蓝	0.024g	
最终 pH 7.4±0.2		

【使用方法】

称取本品 30g,加入蒸馏水或去离子水 1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,115℃高压灭菌 20min,备用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基,36±1℃,24h结果如下:

指标	质控菌株及编号	特征性反应
生化	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	生长良好, 培养基颜色由蓝绿色变成黄色
特性	表皮葡萄球菌 CMCC26069	生长良好, 培养基不变色

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖;保质期三年。

【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)

3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基



2020年6月22日

【参考文献】

- 1. 化妆品卫生规范微生物检验方法 2015 版
- 2. GB15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准