

## 产品说明书 Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：生理盐水

英文名称：Physiological Saline

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0310	即用型成品	9mL/支, 20支/盒

### 【产品用途】

用于样品稀释。

### 【检验原理】

维持渗透压。

### 【配方成分】

配方 (每升)	含量
氯化钠	8.5g
蒸馏水	1000mL

### 【使用方法】

拆开包装即可使用。

### 【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，25°C培养 45min，结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 TCC25922	45min 前后菌落数变化不超过±50%	-
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538		-

### 【储存条件与保质期】

贮存于 2-25°C，避光处；有效期见产品标签说明。

### 【注意事项】

质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

### 【说明版本】

2019 年 11 月 22 日

### 【参考文献】

GB4789.2-2016 食品安全国家标准 菌落总数