

# 产品说明书

## Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸培养基配套试剂

英文名称：Additives for Tryptose Sulfite Cycloserine Agar

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0290	冻干试剂	10支/盒

### 【产品用途】

每支添加于 100mL (024045) 中配成胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸培养基。

### 【配方成分】

配方	含量 (每支)
环丝氨酸	0.04g

### 【使用方法】

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法：每支加入 1ml 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再添加于 100ml 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸培养基中。

### 【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

### 【说明版本】

2019年5月14日