

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	硝酸盐蛋白胨水培养基
产品英文名称:	Nitrate Peptone Medium
产品编号:	027060
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	http://www.huankai.com
电子邮件地址:	webmaster@huankai.com
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

第二部分 危险性概述

GSH危害性类别	氧化性固体 (类别3) 急性经口毒性 (类别3) 危害水生环境-急性危险 (类别1)
GSH标签要素	象形图:



警示词: 警告

危险信息: H272 可能加剧燃烧; 氧化剂; H301 吞咽会中毒;
H400 对水生生物毒性极大。

防范说明

预防措施: P273 避免释放到环境中; P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟; P220 避开/贮存处远离服装/可燃材料; P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具; P264 作业后彻底清洗; P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

事故响应: P370+P378 火灾时: 使用灭火器灭火;

P301+P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生; P330 漱口; P391 收集溢出物。

废弃处置: P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。
可能加剧然后。

物理和化学危险

健康危害

吞咽可能有害。

环境危害

对水生生物毒性极大。

其它危害

无

第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明。

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
亚硝酸钠	7632-00-0	3.2%

第四部分 急救措施

一般信息:

无特殊的措施要求。

皮肤接触:

立即用清水彻底清洗。

眼睛接触:

立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗。如不适就医。

吸入:

如不适就医。

食入:

如不适就医。

就医信息:

出示产品使用说明或者此SDS。

第五部分 消防措施

危险特性:

可能助燃。

有害燃烧产物:

一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂:

选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 沙土。

灭火注意事项:

防止气体吸入。

第六部分 泄露应急处理

个人防护:

穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免吸入干粉。

环境保护措施:

用湿布和地拖擦拭干净。

清洁/收集措施:

保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项:

防止粉尘扬起, 应提供通风设备。

储存注意事项:

贮存于避光、干燥处, 用后立即旋紧瓶盖。

危害成分	CAS No.	OELs(mg/m ³)			依据
		MAC	PC-TWA	PC-STEL	
亚硝酸钠	7632-00-0	——	——	——	GBZ 2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值 -化学有害因素

第八部分 接触控制/个人防护

职业接触限值

工程控制:

提供安全淋浴和洗眼设备

个人防护措施

呼吸系统防护:

在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。

眼睛防护:

佩戴安全眼镜。

身体防护:

穿实验室服。

手防护:

戴防化学品手套。

其他防护:

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服, 休息前及工作结束时洗手。

第九部分 理化特性

外观:	粉末	pH值:	7.2±0.2
颜色:	淡黄色	气味:	特征性
熔点:	无数据资料	沸点:	无数据资料
燃点:	无数据资料	闪点:	无数据资料
爆炸限度			
下限:	无数据资料	上限:	无数据资料
热分解:	无数据资料		
溶解性:	按产品使用说明上的用量比例加蒸馏水, 加热煮沸至完全溶解, 溶液呈淡黄色清晰无沉淀。		

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:

在适宜条件下贮存稳定。

避免接触条件:

避免接触强氧化性物质。

产品名称: 硝酸盐蛋白胨水培养基

制表日期: 2014-01-30

产品编号: 027050

修订日期: 2019-12-24

禁忌物:	无数据资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害:	无数据资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	亚硝酸钠 (LD ₅₀) 口服-大鼠 LD50: 157.9 mg/kg
皮肤刺激或腐蚀:	无数据资料
眼睛刺激或腐蚀:	无数据资料
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	可能引起呼吸道刺激

第十二部分 生态学资料

生态毒性:	无数据资料
持久性和降解性:	无数据资料
生物蓄积潜力:	无数据资料
土壤中的迁移性:	无数据资料
其它环境危害:	对水生生物有害并具有长期持续影响。

第十三部分 废弃处理

产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

包装

推荐: 根据当地政府相关法规规定丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):	无
联合国运输名称:	非危险货物
运输危险性分类别:	无
包装类别:	无

产品名称: 硝酸盐蛋白胨水培养基

制表日期: 2014-01-30

产品编号: 027050

修订日期: 2019-12-24

包装标志:	无
包装方式:	塑料瓶, 外普通纸皮箱
海洋污染物 (是/否):	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)

工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)

常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)

GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

培训建议: 根据需要给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。
