

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	硫乙醇酸盐流体培养基
产品英文名称:	Fluid Thioglycollate Medium
产品编号:	028033
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	http://www.huankai.com
电子邮件地址:	webmaster@huankai.com
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

第二部分 危险性概述

GSH危害性类别	急性毒性, 类别 5, 经口, H303 皮肤过敏, 类别 1, H317
GSH标签要素	象形图: 无 警示词: 警告 危险信息: H303 吞咽可能有害。 H317 可能造成皮肤过敏反应。 防范说明 预防措施: P273 避免释放到环境中。 事故响应: P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。 废弃处置: P501将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。
物理和化学危险	目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。
健康危害	吞咽可能有害
环境危害	无
其它危害	无

第三部分 成分/组成信息

登陆 www.huankai.com 来获取目录中产品的安全数据单。

混合物

化学品成分：参考培养基使用说明。

有害物质成分：

化学名称	CAS No.	浓度
硫代乙醇酸钠	367-51-1	1.70%

第四部分 急救措施

一般信息：无特殊的措施要求。

皮肤接触：立即用清水彻底清洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。如不适就医。

吸入：如不适就医。

食入：如不适就医。

就医信息：出示产品使用说明或者此MSDS。

第五部分 消防措施

危险特性：不助燃。

有害燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳，氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。水，泡沫，二氧化碳，干粉，沙土。

灭火注意事项：防止气体吸入。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：穿个人实验服,佩戴手套和口罩,避免吸入干粉。

环境保护措施：用湿布和地拖擦拭干净。

清洁/收集措施：保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项：防止粉尘扬起，应提供通风设备。

储存注意事项：贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖。

第八部分 接触控制/个人防护

职业接触限值：无规定的职业接触限制

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备

个人防护措施

呼吸系统防护:	在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。
眼睛防护:	佩戴安全眼镜。
身体防护:	穿实验室服。
手防护:	戴防化学品手套。
其他防护:	按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。及时更换弄脏的衣服, 休息前及工作结束时洗手。

第九部分 理化特性

外观:	粉末	pH值:	7.1±0.2 (25℃)
颜色:	淡黄色	气味:	特征性
熔点:	无数据资料	沸点:	无数据资料
燃点:	无数据资料	闪点:	无数据资料
爆炸限度			
下限:	无数据资料	上限:	无数据资料
热分解:	无数据资料		
溶解性:	按产品使用说明上的用量比例加蒸馏水, 加热煮沸至完全溶解, 溶液呈黄色清晰无沉淀。		

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	密封 (未开封) 储存适宜条件下可放三年。
避免接触条件:	避免接触强氧化性物质。
禁忌物:	无数据资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害:	无数据资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	无数据资料
皮肤刺激或腐蚀:	无数据资料
眼睛刺激或腐蚀:	无数据资料
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	可能引起呼吸道刺激

第十二部分 生态学资料

生态毒性：	无数据资料
持久性和降解性：	无数据资料
生物蓄积潜力：	无数据资料
土壤中的迁移性：	无数据资料
其它环境危害：	对水生生物有害并具有长期持续影响。

第十三部分 废弃处理

产品

废弃方法：	根据当地政府相关法规处理。
包装	
推荐：	根据当地政府相关法规规定丢弃或回收。
推荐清洁试剂：	水，如需可以使用清洁试剂。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号)：	无
联合国运输名称：	非危险货物
运输危险性分类别：	无
包装类别：	无
包装标志：	无
包装方式：	塑料瓶，外普通纸皮箱
海洋污染物 (是/否)：	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)	
工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)	
常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)	
GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范	
GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序	
GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南	
GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素	

第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

培训建议: 根据需要给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用。
