

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：甘油

英文名称：Glycerin

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029080	液体	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 100mL 027050, 027051, 027052, (027053, HCM203), 027054, (027043, HCM047), HCM207 中。

【配方成分】

配方（每支）	含量
甘油	1mL
无菌水	1mL

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法：每支添加于 100mL 027050, 027051, 027052, (027053, HCM203), 027054, (027043, HCM047), HCM207 中。

【储存条件与保质期】

室温保存，有效期见产品包装。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2025 年 9 月 15 日