

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：1%亚碲酸钾

英文名称：1% Potassium Tellurite

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029380	液体试剂	5mL 每支, 10 支/盒

【产品用途】

根据培养基配制要求, 添加相应用量至培养基基础中, 制备成完整的培养基。

【配方成分】

配方	含量 (每支)
亚碲酸钾	50mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法: 根据培养基配制要求, 添加相应用量至培养基基础中, 制备成完整的培养基。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存, 有效期 2 年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2025 年 09 月 01 日