

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：含 3%吐温 80 和 0.3%卵磷脂的 pH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液

英文名称：Sodium Chloride Peptone Buffer, pH7.0 with 3% Tween 80 and 0.3% Lecithin

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
C22116G3	即用型管装成品	9mL×20 支/盒

【产品用途】

用于药品、生物制品的稀释。

【检验原理】

蛋白胨提供氮源、维生素、氨基酸和碳源；氯化钠能维持均衡的渗透压；磷酸二氢钾和磷酸氢二钠为缓冲剂。

【配方成分】

配方	含量
磷酸二氢钾	3.56 g
无水磷酸氢二钠	5.77 g
氯化钠	4.3 g
蛋白胨	1.0 g
纯化水	1000mL
吐温 80	30.0g
卵磷脂	3.0g
最终 pH 7.0±0.2	

【使用方法】

拆开包装盒，于净化工作台/生物安全柜内 A 级层流下进行使用，严格无菌操作。

【质量控制】

1、感官指标

淡黄色，底层有一薄层黄色膏状物。

2、生物学指标

下列质控菌株接种待测试培养基，结果如下：

指标	质控菌株及编号	培养条件	标准值
生长率	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	30~35℃, 24h	45min 前后菌落数变化不超过±50%
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003		

【储存条件与保质期】

2~25℃，避光保存；有效期见包装。

【注意事项】

- 有效期内的产品出现沉淀，摇匀即可，不影响使用。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 07 月 01 日

【参考文献】

《中华人民共和国药典》2025 年版、2020 年版