

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基

英文名称：Double Lactose Bile Ferment Broth

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
022043	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于化妆品中粪大肠菌群的测定。

【检验原理】

胨提供碳源和氮源满足细菌生长的需求；胆盐可抑制革兰氏阳性细菌的生长；乳糖是大肠菌群可发酵的糖类；卵磷脂和吐温 80 能中和化妆品中的防腐剂，并能起到乳浊液中分散物质的功能；溴甲酚紫是 pH 指示剂，酸性呈黄色，碱性呈紫色。

【配方成分】

配方	含量（每升）
蛋白胨	40.0g
猪胆盐	10.0g
乳糖	10.0g
溴甲酚紫	0.02g
卵磷脂	2.0g
吐温 80	14.0g
最终 pH 7.4±0.2	

【使用方法】

称取本品 76.0g 加入蒸馏水或去离子水 1 L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装于带有小倒管的试管中，培养基每管 10mL，115℃高压灭菌 15min,备用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，44±0.5℃，24±2h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	混浊度 2 且气体充满管内 1/3	产酸产气且混浊
选择性	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	混浊度 0	澄清不产气

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；贮存期三年。

【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 干粉培养基使用后应立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 06 月 03 日

【参考文献】

化妆品卫生规范 2015 版